الجواب الاول

1-طريقة حساب تركيز فلز في عينة بواسطة جهاز الامتصاص الدري بطريقة الاضافة القياسية


تحضير محلول قياسي للفلز المراد تحليله 0,25 نقطة

تحضير محاليل مختلفة التركيز من الفلز المراد دراسته 0,25 نقطة

اختيار الطول الموجي الاعضمي باستعمال التركيز الاعلى و مسح للطول الموجي والطول الموجي الدي يقابل اعلى المتصاص هو الطول الموجى العملي نقطة

اضافة حجم ثابت من العينة الى كل المحاليل 0,5 نقطة

رسم العلاقة بين الامتصاصية و التركيز او الامتصاصية و الحجم المضاف 0,5 نقطة



حيث يكون تركيز الفلز في العينة هو نقطة التقاطع مع المحور السيني بالقيمة المطلقة مع الاخد بعين الاعتبار الضرب في معامل التمديد

2- طريقة المنحنى المعياري المباشرة هي الادق و لكن عند وجود تداخلات فان طرية الاضافة القياسية لها خاصية التقليل من الخطا الناتج عن التداخلات 0,5 نقطة

3-من اجل فصل المواد البوليميرية الغير قطبية نستعمل طور ثابت كاره للماء و الطور المتحرك غير قطبي كالمديبات العضوية و تسمى الكروماتو غرافيا في هده الحالة كروماتوغرافيا التغلغل عبر الهلام 1,5 نقطة


من اجل فصل المواد القطبية كالبروتينات نستعمل طور ثابت محب للماء و الطور المتحرك قطبي مثل الماء و تسمى في هده الحالة كروماتوغرافيا الترشيح عبر الهلام1,5 نقطة

1طريقة الفصل

1- المركبات ذات الاوزان الجزيئية الاكبر من حجم كريات الطور الثابت لا تدخل الي الكريات و تعبر بين المسامات اي يحدث لها استبعاد كلي و يسمى الحجم الميت 1نقطة

2- المركبات دات الاوزان الجزيئية الصغيرة تدخل في الثقوب للطور الثابت و تتوزع في السائل و تخرج بصعوبة من العمود بحجم Vmويسمى الحجم الكلي إنقطة

3- المركبات دات الاوزان الجزيئية المتوسطة جزء منها يدخل بين المسامات و الاخر داخل المسامات و تخرج حسب ترتيب تنازلي لشكلها و حجمها الجزيئي ويسمى بحج الشطف . 1نقطة



نقطتين

حل التمرين الثاني

نوع التحليل التحليل الكولومتري بتيار ثابت بوتونسيوستا 1 نقطة

حساب الشحنة الكهربائية

Q =it=0.35*3.7*60=77.7 C

حساب الوزن المترسب

1 نقطة W=itM/nF=77.7*56/2*96485=0.023g

1 نقطة %=0.023/0.1*100=22

 $0.6=W/0.1 \rightarrow W=0.06g$

1 نقطة W=itM/nF→ t=WnF/iM=590s=9.85min

حل التمرين الثالث

